

AIE ACCADEMIA
ITALIANA
ENDODONZIA



ShapeIT®



DR GIANLUCA FUMEI

LA NUOVA SOLUZIONE ALL'ODONTOIATRIA MODERNA: DALLA PREPARAZIONE ALLA OTTURAZIONE CANALARE



DW DENTAL
WORLD
ITALIAN MANUFACTURER



Minimally

Invasive


Endodontics

SAFETY





Preservare la
massima quantità
di tessuto dentale
durante la terapia
endodontica
“Evitare” la
frattura degli
strumenti rotanti

CONSERVAZIONE DELLA DENTINA PERICERVICALE



1. LA DENTINA PERICERVICALE È LOCALIZZATA GENERALMENTE A **4MM CORONALMENTE E APICALMENTE** ALLA CRESTA ALVEOLARE
2. LA DENTINA PERICERVICALE È INSOSTITUIBILE





Strumentazione Endodontica

An Initial Investigation of the Bending and Torsional Properties of Nitinol Root Canal Files

Harmeet Walia, BDS, MDS, MS, MS, William A. Brantley, BS, MS, PhD, and Harold Gerstein, BS, DDS

Root canal files in size #15 and triangular cross-sections were fabricated from 0.020-inch diameter arch wires of Nitinol, a nickel-titanium orthodontic alloy with a very low modulus of elasticity. A unique manufacturing process was used in which the fluted structure of a K-type file was machined directly on the starting wire blanks. The Nitinol files were found to have two to three times more elastic flexibility in bending and torsion, as well as superior resistance to torsional fracture, compared with size #15 stainless steel files manufactured by the same process. The fracture surfaces for clockwise and counterclockwise torsion were observed with the scanning electron microscope and exhibited a largely flat morphology for files of both alloy types and torsional pretesting modes. It was possible to permanently precurve the Nitinol files in the manner often used by clinicians with stainless steel files. These results suggest that the Nitinol files may be promising for the instrumentation of curved canals, and evaluations of mechanical properties and *in vitro* cutting efficiency are in progress for size #35 instruments.

It is well known by clinicians that inadvertent procedural errors can occasionally arise during the instrumentation of curved canals. These misfortunes include ledge or zip formation, perforation of the canal, and separation or fracture of the instrument (1). As a consequence, the root canal morphology is adversely altered, a violation of the basic principle that endodontic preparation is to retain the original shape of the canal. Clinicians have adopted various methods to circumvent problems with the preparation of curved canals, such as precurving instruments and using a telescopic filing technique (1-3). Weine (4) has suggested that clinicians might remove the tips of instruments at chairside to make intermediate sizes for use in the preparation of curved canals.

The procedural errors which may occur during the instrumentation of curved canals have a common genesis: the basic stiffness of the stainless steel alloys (5) utilized for the manufacture of root canal files and reamers. Moreover, there is a substantial rise in instrument stiffness with increasing instrument size (6). For example, with the stainless steel files and reamers, the smaller sizes of instruments have considerably

greater flexibility and can conform much better to the morphology of curved canals.

While manufacturers have recently marketed a number of new instruments based upon different cross-sectional shapes, design concepts, and fabrication procedures, in a quest for improved cutting efficiency (7) and flexibility (8), all of these brands have been fabricated from stainless steel. In this article we report the first use of an entirely new metallurgical system, the Nitinol nickel-titanium orthodontic wire alloy (9), for the fabrication of endodontic files. The Nitinol alloy has a very low modulus of elasticity, only one-fourth to one-fifth the value for stainless steel, and a very wide range for elastic deformation.

The purposes of this initial study were to investigate the feasibility of manufacturing root canal files from Nitinol and to evaluate the bending and torsional properties of these instruments. The results of our laboratory study suggest the possibility of a new generation of files, possessing a degree of flexibility which may be ideally suited for instrumenting curved canals.

MATERIALS AND METHODS

Standard preformed Nitinol arch wire blanks, 0.020 inch in diameter, were obtained (Unitek Corp., Monrovia, CA), and two 2-inch straight segments from each arch wire were used for instrument fabrication. A unique file manufacturing process was used (Quality Dental Products, Johnson City, TN), in which the fluted cross-sectional shape was machined directly on the wire blank, rather than the conventional (10) manufacturing procedure of twisting the ground and tapered blank. For this initial feasibility study, experimental Nitinol root canal files were fabricated in size #15 and triangular cross-sections, for comparison to size #15 stainless steel files with the same cross-sectional shape and manufactured by the same process, which served as the controls.

The Nitinol and stainless steel files were evaluated in three mechanical testing modes of cantilever bending, clockwise torsion, and counterclockwise torsion, following the experimental methods previously used by Krupp et al. (8). Values of bending and torsional moment were measured with a sensitive torque meter (model 783-C-1; Power Instruments, Inc., Skokie, IL), using a manual-loading experimental procedure and an apparatus based upon the original form of American Dental Association specification no. 28 (11). All specimens were subjected to bending or twisting at a point 3

The forms of the bending curves in Fig. 5 indicate that permanent deformation of the 3-mm apical regions of the stainless steel files began at a bend angle of approximately 30 degrees, but that the apical regions of the Nitinol files were undergoing largely elastic deformation even at bend angles of 90 degrees. The latter was supported by visual observations of the Nitinol files after unloading, where very little, if any, permanent bends were evident.

The Nitinol files also exhibited considerably greater resistance to fracture in torsion than the stainless steel files. For




Fig. 6. Clockwise torsion test results for the size #15 Nitinol and stainless steel files.




Fig. 7. Counterclockwise torsion test results for the size #15 Nitinol and stainless steel files. The two initial data points for the Nitinol files were determined with the torque meter, and the two plots were drawn to intersect the origin. Both of these considerations are pronounced in Figs. 5 and 6.

WALIA et AL JOE

1988

WALIA et AL

Nititinoi

Nitinol

vs

**Stainless
Steels**

Nitinol

More Flexible

VS

More Resistant

Stainless

Steels



NI-TI ROTARY FILE

- *Preservare l'anatomia
- *Rimanere centrato nel canale
- *Efficienza di taglio
- *Numero ridotto di passaggi / Sequenza breve
- *Resistente



Heat

Treated/activated

Alloys



Niti Trattato termicamente

- Ridotto ritorno elastico (restoring force)
- Memoria di forma attivata dal calore
- Maggiore resistenza alla fatica ciclica





SISTEMATICHES NI-TI ROTANTI HEAT ACTIVATED

PRO FLEX NHA

NANO RIVESTITO ATTIVAZIONE TERMICA

ESTREMA
FLESSIBILITÀ

MAGGIORE
RESISTENZA

TECNOLOGIA
CONTROL MEMORY

RIVESTIMENTO
NANO-COATED



**NEW
ENTRY!!!**


**NEW
ENTRY!!!**

**NEW
ENTRY!!!**

Perché i nanomateriali hanno prestazioni migliori dei materiali tradizionali?


Quando le dimensioni delle particelle che costituiscono una sostanza entrano nella scala dei nanometri, in particolare pochi nanometri, si verificano cambiamenti fondamentali dovuti alla morfologia strutturale tra le particelle interne, che si traducono in una serie di proprietà fisiche più ottimizzate o radicalmente modificate, come la durezza, la tenacità, la resistenza al calore, le proprietà anticorrosione, ecc.

Cos'è il nano-rivestimento




I nano-rivestimenti (noti anche come nano-film) hanno funzioni uniche in termini di proprietà ottiche, elettriche, termiche e meccaniche.

Materiale
metallico



Nitruro di titanio

Il nitruro di titanio (TiN) (talvolta noto come “Tinite” o “TiNite” o “TiN”) è un materiale ceramico estremamente duro, spesso utilizzato come rivestimento su leghe di titanio, acciaio, carburo e componenti in alluminio per migliorare le proprietà superficiali del substrato. Applicato come rivestimento sottile, il TiN viene utilizzato per indurire e proteggere le superfici di taglio e di scorrimento, per scopi decorativi (grazie al suo aspetto dorato) e come rivestimento non tossico per gli impianti medici. Nella maggior parte delle applicazioni, viene applicato un rivestimento inferiore a 5 micrometri (0,00020 in).



Materiale ceramico

Caratteristiche della ceramica

La durezza del rivestimento è estremamente elevata - più di tre volte la durezza dell'acciaio per utensili e stampi - e può addirittura raggiungere valori superiori a 4000 HV. Il rivestimento è sufficientemente resistente all'usura e all'abrasione.

DUREZZA

Lo strato di rivestimento è molto sottile, evitando l'accumulo di detriti e migliorando la qualità del lavoro. Il rivestimento presenta una buona stabilità termica; alcuni rivestimenti possono persino resistere a temperature di lavoro superiori a 1000°C.

Caratteristiche del metallo

Tenacia, resistenza agli urti, resistenza agli shock, conduttività e proprietà meccaniche superiori.


RESISTENZA

Altre caratteristiche


I grani del rivestimento sono estremamente piccoli e la struttura è eccezionalmente compatta, garantendo una buona resistenza alla corrosione di acidi e alcali.

Il rivestimento è atossico e non dannoso per l'ambiente, ed è quindi adatto a dispositivi medici, coltelli e strumenti per la produzione di alimenti (ad esempio, macchine per la produzione di succhi).


COMPATTEZZA




Tinite



Tecnologie applicate nel nano-rivestimento





1

2

3

4

5

Strumenti in NiTi

Attivazione termica

Flessibilità

Riduzione dell'efficienza di taglio

Sfilameto


Tecnologia di attivazione termica convenzionale:



Oggi gli strumenti canalari in nichel-titanio sono prodotti con una tecnologia di trattamento termico che rende la lama più flessibile e risolve in gran parte il problema della rottura dello strumento nei canali radicolari curvi. Tuttavia, poiché la lama diventa più flessibile, la sua forza di taglio si riduce e tende a sfilarsi quando incontra canali radicolari calcificati.

Caratteristiche del nano-rivestimento

Sulla base del trattamento termico del materiale in nichel-titanio, la tecnologia di tempra laser viene utilizzata per aumentare la durezza superficiale degli strumenti canalari del 168%. Il nano-rivestimento riempie gli interstizi della struttura reticolare sulla superficie, formando una nuova tecnologia di strumenti canalari in nichel-titanio che combina attivazione termica, tempra laser e nano-rivestimento.



ATTIVAZIONE TERMICA

TEMPRA LASER

NANO-RIVESTIMENTO

Strumenti in NiTi

Attivazione termica

Tempra laser

Nano-rivestimento






1

2

3

4




VANTAGGI



- Aumento della resistenza all'abrasione di 3-10 volte.
- Miglioramento della qualità della superficie e riduzione dei difetti.
- Rivestimento sottile e uniforme con un basso coefficiente di attrito.
- Nano-rivestimento sottile, circa 3 μm ; pertanto, non influisce sull'accuratezza dimensionale del taglio.


PRO FLEX NHA

NANO RIVESTITO ATTIVAZIONE TERMICA



PRO FLEX NHA

NANO RIVESTITO ATTIVAZIONE TERMICA



CONTROL MEMORY

La tecnologia *Control Memory* degli strumenti canalari garantisce stabilità e precisione durante la pulizia del canale radicolare anche quando non viene applicata forza sullo strumento.



NI-TI RAINBOW

Il nuovo materiale *Ni-Ti Rainbow* garantisce resistenza e flessibilità durante il trattamento endodontico, offrendo una maggiore durata e resistenza nella pulizia dei canali radicolari grazie alle sue proprietà avanzate.



ROTAZIONE CONTINUA


Gli strumentini canalari *Pro Flex NHA* sono *compatibili con i motori endodontici a rotazione continua*, garantendo una maggiore velocità di lavoro, una maggiore capacità di rimuovere i detriti durante la sagomatura e una maggior linearità del taglio.

PRO FLEX NHA									
	Ø	%	N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mm	Cross-section	Match gutta point
R	20	10	2,5	350	17 mm REF: 144900550				
○ 016	15	2-6	2,5	300	144900551	144900561	144900571	-	
● D1	20	4	2,5	250-300	144900552	144900562	144900572	● 20/04	
● D2	25	4	2,5	250-300	144900553	144900563	144900573	● 25/04	
● D3	30	4	2,5	250-300	144900554	144900564	144900574	● 30/04	
● D4	25	6	2,5	250-300	144900555	144900565	144900575	● 25/06	
016-D4	--	--	2,5	--	144900556	144900566	144900576	-	

Legenda / Legend
 - Ø Diametro / Diameter
 - % Conicità / Taper
 - N/cm Torque
 - RPM Velocità / Speed

* La velocità e il torque sono indicativi e possono variare a seconda del dispositivo utilizzato e delle preferenze dell'operatore
 Speed and torque are approximated and can change in relation to the device and to the operator choices

SEQUENZA PRO FLEX NH.A.





PREFLARING








GLIDEPATH




SHAPING



PRO FLEX NHA
NANO RIVESTITO ATTIVAZIONE TERMICA



MOST OF the NEW FILES
IN THE MARKET
ARE HEAT TREATED



*Adapting The Anatomy
to the File Sequence ?*

Or

*Adapting The File Sequence
to the Anatomy ?*



Vantaggi Clinici

1) Cavità d'accesso conservative


2) Preservazione Dentina

3) Sicurezza nelle curvature

4) Diametri apicali grandi

4) Otturazione Canalare facilitata

**CONDENSAZIONE
IDRAULICA
NO TAPER**



OTTURAZIONE CANALARE: CONDENSAZIONE IDRAULICA

BIOCERAMICO



**CONO DI
GUTTA**

OTTURAZIONE CANALARE: CONDENSAZIONE IDRAULICA

BIOCERAMICO

FILLER

**CONO
DI
GUTTA**

CARRIER

QUESTA TECNICA DI CHIUSURA NON RICHIEDE CONICITA' IMPORTANTI COME LA CONDENSAZIONE VERTICALE A CALDO

Alta Biocompatibilità

Non tossici

Idrofilici

Radiopacità

AdeSione alla dentina

Dimensionalmente stabili

Bioattivi ed Osteoinduttivi

Bassa risposta infiammatoria

Formazione Idrossiapatite

Antibatterici (ph basico)

Facile utilizzo e manipolazione

VANTAGGI



I Cementi Bioceramici: chimica

REAZIONE DI IDRATAZIONE



REAZIONE DI PRECIPITAZIONE





alkal
canal sea

konstantinos Sidiropoulos , Elisabeth Koulaouzidou ,
Economides 

of Dental Tissues, School of Health Sciences, Faculty of Dentistry,
Athens, Greece

properties (pH and
hydroxi

coloration
presence of sodium

Angélica Marciano¹ · Marco Antonio Hu

Received: 11 November 2014 / Accepted: 18 March 2015
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

The aim of this research was to analyze the coronal aspect of the root canal *ex vivo* and the effect of red blood cells on this discoloration. Canals were prepared from the apical aspect with either wMTA + saline ($n = 18$), or controls ($n = 4 + 4$) (blood + saline). Discoloration was assessed according to the CIE L*a*b* color system using standardized digital photographs at baseline, day 1, and day 7. The results were analyzed by using a two-way ANOVA test. The results showed that the presence of sodium bismuth oxide in the wMTA aggregate caused a significant increase in discoloration over time.

ology

Root Canal Tooth Discoloration by a Silicate-based Material

Daniel Felman, BDS_c, DCD, and Peter Paraschos, BDS_c, DCD

Abstract
Introduction: This study assessed and characterized the coronal aspect of the root canal *ex vivo* and the effect of red blood cells on this discoloration. Canals were prepared from the apical aspect with either wMTA + saline ($n = 18$), or controls ($n = 4 + 4$) (blood + saline). Discoloration was assessed according to the CIE L*a*b* color system using standardized digital photographs at baseline, day 1, and day 7. The results were analyzed by using a two-way ANOVA test. The results showed that the presence of sodium bismuth oxide in the wMTA aggregate caused a significant increase in discoloration over time.

Light and
Silicate-based Material

allés, DDS, MsC,* Montse Mercadé, DDS,
Bourdelande, BSc, PhD,[†] and Miguel Roig

Abstract
Introduction: Difficult handling, long setting time, and discoloration are important drawbacks of white mineral trioxide aggregate (wMTA). The development of a new calcium silicate-based material (CSM), has overcome some of these drawbacks. However, there are no available studies on the effect of light irradiation in an *in vitro* model. The present study evaluated the effect of light irradiation on the discoloration of wMTA and CSM. The results showed that the presence of sodium bismuth oxide in the wMTA aggregate caused a significant increase in discoloration over time.

Alti livelli di fluidità e penetrazione nei tubuli dentali

OUTCOME

Outcome of Non-Surgical Root Canal Treatment Using a Single-cone Technique with a Sequence Bioceramic Sealer: A Retrospective Analysis

Elizabeth A. Chybowski, DDS,* Gerald N. Glickman, DDS, MS,† Eric Fleury, DDS, MS,‡ Eric Solomon, DDS, MS,‡ and Jianing J...

Abstract
Introduction: One of the important steps in root canal treatment is to create a well-sealed root canal system. Sequence BC Sealer (BC; Brasseler USA, Savannah, GA) has several beneficial properties and thus has been incorporated into the practitioner's armamentarium. No study to date have evaluated the clinical success of using a single-cone technique with a minimum of treatment factors were...

Conclusion: An important goal of root canal treatment is to properly seal the canal system after cleaning and shaping. However, irregularities such as fins, isthmuses, and lateral canals are often present and can pose challenges to clinicians during obturation. Anatomical spaces can have treatment (5). Historically, root canal obturation with poor root canal obturation techniques were...

3-month follow-up of primary root canal treatment of teeth obturated with a hydraulic sealer

Giulia Bardini¹ • Laura Casula² • Emanuele Ambu¹ • D...

Received: 3 February 2020 / Accepted: 15 September 2020 / Published online: 15 September 2020
© The Author(s) 2021, corrected publication 2021

Abstract
Objectives This randomized, controlled, pilot study compared the outcomes of root canal obturation either with a novel bioactive sealer and warm vertical compaction or with a hydraulic sealer and warm vertical compaction.

Materials and methods Sixty-nine patients with root canal treatment were included in the study. The technique with BioRoot™ RCS (Septodont, Brétigny-sur-Orge, France) was compared with the hydraulic sealer technique with BioRoot™ RCS (Septodont, Brétigny-sur-Orge, France) in a randomized controlled trial.

Outcome of Root Canal Treatment with a Calcium Silicate Root Canal Sealer: A Non-Randomized Clinical Study

Zavattini^{1,*}, Alan Knight¹, Federico Foschi¹, ...

Abstract
Objectives This study aimed to evaluate the clinical outcome of root canal treatment with a calcium silicate root canal sealer compared with a bioceramic-based sealer.

Materials and methods Sixty-nine patients with root canal treatment were included in the study. The technique with a calcium silicate root canal sealer was compared with the technique with a bioceramic-based sealer in a non-randomized clinical study.


Miglioramento Outcome e
Maggior velocità di guarigione

Condensazione idraulica




Sealer “Bioceramici”


PROVA SIRINGA
3-4 MM DALLA LL




ESTRUSIONE CEMENTO
LENTA RIMOZIONE SIRINGA



INSERIMENTO DEL CONO
ALLA LL DECISA



TEAGLIO DEL CONO
ALL'IMBOCCO CANALARE





2023





2023



2024



KEY POINT



TRATTAMENTO ENDODONTICO MINI-INVASIVO


RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MECCANICI E BIOLOGICI

**FILE ROTANTI NI-TI ATTIVATI TERMICAMENTE
E CEMENTI BIO CERAMICI**





The end



DR GIANLUCA FUMEI